



Zitzentauchbecher ohne Rücklauf



Für Vormelk- und Nachmelkdippen geeignet. Auch für zähflüssige Dippmittel geeignet. In zwei Farben erhältlich. Vorratsbehälter: ca. 300 ml. Aufsatz: ca. 30 ml.

Artikelnummer 24096

Produktmerkmale

Der Zitzentauchbecher ist für das Vormelk- und Nachmelkdippen geeignet. Eine Rücklaufsperr im Inneren des Aufsatzes verhindert, dass gebrauchtes Dippmittel in den Vorratsbehälter zurückläuft - hygienisch, praktisch und sicher. Der Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels. Durch den breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet. Vorratsbehälter mit Füllskala. In zwei Farben erhältlich. Vorratsbehälter: ca. 300 ml. Aufsatz: ca. 30 ml.

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2024