



5.95

2 pièces



## Anneaux antitétieurs

**En plastique souple pour ménager la paroi du cartilage nasal. Avec capuchons de protection respectant les besoins des animaux.**

Numéro d'article 20631

Caractéristiques du produit

En plastique souple pour ménager la paroi du cartilage nasal. Avec capuchons de protection respectant les besoins des animaux.

Indication:

Utilisez les anneaux anti-tétieurs uniquement dans certaines situations exceptionnelles et lorsque toutes les mesures de prévention possibles ont été prises, notamment:

- Une bonne gestion du sevrage de lait. Une accoutumance précoce à une alimentation adaptée aux besoins et une offre permanente de fourrage (p. ex. du foin) sont impératives.
- Une activité suffisante – les veaux ont besoin de place et doivent avoir accès à une cour. Le manque d'activité peut entraîner des problèmes de tétage. Nous recommandons également de favoriser le pâturage.

Lors de l'utilisation de l'anneau anti-tétieur, faites attention à ce qui suit:

- La taille et le modèle de l'anneau doivent correspondre à la taille et à l'âge de l'animal.
- Vérifiez régulièrement que l'anneau ne soit pas trop serré et ne blesse pas les points de pression.

Des changements dans la prise d'aliments et d'eau ou dans l'évolution de la condition physique peuvent aussi être des indicateurs de problèmes liés à l'anneau anti-tétieur.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024